

⚠ Het is verboden om batterijen bij het huisvuil te deponeren!
Als consument bent u wettelijk verplicht om lege of gebruikte batterijen in te leveren. U kunt oude batterijen inleveren bij een openbaar inzamelpunt in uw stad, of in verkooppunten van de batterijen in de daarvoor bestemde inzamelboxen. Wanneer u het toestel wegdoet moeten de batterijen verwijderd worden en eveneens naar de daarvoor bestemde inzamelpunten gebracht worden.

IT ISTRUZIONI PER L'USO

1. Specifiche

Capacità: 150kg/ 330lb
Graduazione: 0.1kg/ 0.2lb
Tipo della batteria: AAA (R03) x 4 (HD-394)
AA (R6) x 4 (HD-395)

2. Componenti (Fig. 1)

- a) Corpo
- b) Display
- c) Batteria (base)
- d) Selettore del modo di pesatura

3. Attivazione della bilancia

(solo in caso di sostituzione delle batterie)

- Inserire le batterie. (Rimuovere dai contatti della batteria la pellicola isolante applicata al momento della spedizione.)
- Collocare la bilancia su di una superficie piana e stabile, assicurandosi allo stesso tempo che tutti e quattro i piedini della bilancia vi poggino saldamente.
- Per attivare la bilancia toccarne leggermente il centro con il piede. Sul display a cristalli liquidi comparirà la dicitura “8888”. Attendere che questa cambi in “0.0” prima di salire sulla piattaforma.
 - Se sul display appare “Err” è necessario ricominciare dal passo 2).

4. Pesata

- Agendo sull'apposito selettore ubicato in fondo alla bilancia si può selezionare il modo di pesatura preferito.
- Salire sulla piattaforma ed attendere qualche istante.
- Non appena la bilancia determina il peso ne fa lampeggiare il valore sul display.
- La bilancia si spegnerà automaticamente dopo 20 secondi.
 - Se la mostra irregolare appare mentre misurando, ripristina per favore le batterie.
 - Qualora si riscontrassero delle visualizzazioni irregolari durante la misurazione, resettare la bilancia e rimuovere e reinserire le batterie.
 - Al momento di spostare la bilancia assicurarsi prima che essa sia stata spenta.

5. Sostituzione delle batterie

Quando l'indicazione di batteria scarica (Lo) appare sul display, rimuovere le batterie correnti e inserirne di nuove come indicato nelle figure 2.

6. Istruzioni per la manutenzione

- Non aprire la bilancia o manometterne i meccanismi o i circuiti interni. Interventi di questo genere annullano la copertura della garanzia.
- Attenzione a non versare acqua o liquidi chimici sulla bilancia. Pulire la bilancia periodicamente con un panno umido.
- Quando l'unità resta inutilizzata per lunghi periodi di tempo, rimuovere le batterie per prevenire danni.
- Non utilizzare la bilancia in contemporanea con dispositivi di trasmissione, quali telefoni cellulari, giacché ciò potrebbe influire sui risultati.
- Non salire sulla piattaforma se bagnata.
- Non far cadere oggetti di alcun tipo sulla piattaforma.
- Se ci si pesa dopo che la bilancia è stata mantenuta verticale o sotto un altro peso, il valore visualizzato potrebbe non essere corretto. In tal caso occorre attendere che l'indicazione scompaia e pesarsi nuovamente.

Avviso della FCC (Commissione Federale statunitense per le Comunicazioni) e ICES (Standard canadese per apparecchiature che causano interferenze).

Questo apparecchio è stato collaudato e dichiarato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di classe B, ai sensi della sezione 15 delle norme FCC e della norma canadese ICES-003. Questi limiti sono studiati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia da radiofrequenza e, se non installato e utilizzato second le istruzioni, può causare interferenze dannose alle radiocomunicazioni. Tuttavia non vi sono garanzie che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Se questo apparecchio causasse interferenze alla ricezione radio o televisiva – cosa che può essere accertata spegnendo e riaccendendo l'apparecchio – si consiglia di provare a correggere l'interferenza in uno dei seguenti modi:

- cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente;
- aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore;
- collegare l'apparecchio ad una presa o ad un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- consultare il rivenditore o un tecnico esperto di radio o televisione per ottenere assistenza.

Modifiche

La Commissione Federale (FCC) richiede che l'utente sia informato che qualsiasi cambiamento o modifica apportata a questo apparecchio non espressamente approvata dalla Tanita Corporation può annullare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchio.

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva EMC 2004/108/CE e alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

Avviso: Questi marchi sono riportati all'esterno delle confezioni di batterie contenenti sostanze tossiche:
Pb Pb = batteria a base di piombo,
Cd Cd = batteria a base di cadmio,
Hg Hg = batteria a base di mercurio.

⚠ Non è consentito lo smaltimento comune di batterie e rifiuti solidi urbani!
Il consumatore è legalmente vincolato a restituire batterie usate o scariche, depositandole presso gli opportuni centri di raccolta cittadini oppure presso i relativi punti vendita, utilizzando gli appositi contenitori esposti. Prima di smaltire l'apparecchiatura, rimuovere le batterie e depositarle presso gli stessi centri di raccolta succitati.

ES INSTRUCCIONES DE USO

1. Especificaciones

Capacidad: 150kg/ 330lb
Graduación: 0.1kg/ 0.2lb
Tipo de pilas: AAA (R03) x 4 (HD-394)
AA (R6) x 4 (HD-395)

2. Partes (Fig. 1)

- a) Corpo
- b) Pantalla de visualización
- c) Pila (Inferior)
- d) Interruptor de modo de peso

3. Activar la báscula (Sólo cuando se instalan las nuevas baterías)

- Inserir las baterías. (retire de los contactos de la batería la hoja de aislamiento insertada en el momento del envío.)
- Ponga la báscula en una superficie fuerte y plana, asegurándose que las cuatro patas hagan contacto al mismo tiempo.
- Para activar la báscula haga una leve presión con su pie en el medio de la plataforma. En la pantalla LCD aparecerá “8888”espere hasta que cambia a “0.0” antes de subirse a la plataforma.
 - * Si en la pantalla aparece “Err”, repita los pasos a partir del 2).

4. Pesada

- Seleccione el modo de peso que prefiera utilizando el Interruptor de modo que se encuentra en la parte inferior del pedestal.
- Súbase a la báscula y permanezca quieto.
- Cuando se determine el peso, el valor de la medición parpadeará en la pantalla.
- La báscula se apagará automáticamente después de 20 segundos.
 - * Cuando el símbolo “Lo”, que denota que la carga de la pila está baja, aparece en la pantalla LCD, cambie la pila de la forma que se indica.
 - * En la pantalla LCD aparecerá “OL”, si el peso supera los 150 kg / 330 lb / 23 st, 8 lb, y se apagará transcurridos 30 segundos.
 - * Siempre que moviera la báscula a otra situación, asegúrese que la ha apagado.

5. Reemplazo de pilas

Cuando aparece la señal de pila descargada (Lo) en la pantalla LCD, retire la pilas actuales y reemplácelas por un juego nuevo, según se indica en las Figuras 2.

6. Instrucciones para el cuidado

- Tenga cuidado al abrir la báscula o intentar forzar su mecanismo o conjunto de circuitos. Estas acciones invalidarán toda cobertura de la garantía.
- Tenga cuidado de no derramar agua ni sustancias químicas sobre la báscula. Limpie la báscula con un paño húmedo periódicamente.
- Cuando no se utiliza por largos períodos de tiempo, retire las pilas para evitar daños.
- No utilice esta báscula mientras esté operando transmisores (tales como teléfonos celulares), ya que esto puede afectar sus resultados.
- No se pe sobre la plataforma cuando haya humedad.
- No deje caer ningún objeto sobre la plataforma.
- Si se coloca el peso encima o debajo de algún otro objeto, podría no mostrar el peso correcto cuando se utilice de nuevo. En caso de ser así, espere a que la indicación de peso desaparezca y súbase al peso de nuevo.

Aviso de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. y de la ICES de Canadá

Se han hecho pruebas de este equipo, y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC y de la ICES-003 canadiense. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y no se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o de televisión, que se puede determinar al apagar y encender el equipo, entonces se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto a aquel al cual está conectado el receptor.
- Consulte al vendedor o con un técnico con experiencia en radio o televisión, para que le proporcione ayuda.

Modificaciones

La FCC requiere que se notifique al usuario que cualquier cambio o modificación que se efectúe a este dispositivo, que no sea aprobado expresamente por Tanita Corporation, podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

- Este dispositivo cumple con la Directiva EMC 2004/108/EC y la Directiva RoHS 2011/65/UE.

Nota: Estas marcas pueden encontrarse en las pilas que contienen contaminantes:
Pb Pb = La pila contiene plomo,
Cd Cd = La pila contiene cadmio,
Hg Hg = La pila contiene mercurio.

⚠ ¡Esta prohibido mezclar las pilas con los desechos de consumo!
Como consumidor, usted está legalmente obligado a devolver las pilas usadas o descargadas. Usted puede depositar sus pilas viejas en los puntos públicos de recolección de su ciudad, o donde se venden las pilas correspondientes y donde se han establecido cajas de recolección específicamente marcadas. En caso de desechar el equipo, las pilas deberán retirarse de éste y depositarse también en los puntos de recolección.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES

1. Especificações

Capacidade: 150kg/ 330lb
Graduação: 0.1kg/ 0.2lb
Tipo de bateria: AAA (R03) x 4 (HD-394)
AA (R6) x 4 (HD-395)

2. Componentes (Fig. 1)

- a) Corpo
- b) Visor
- c) Bateria (embaixo)
- d) Interruptor de modo de pesagem

3. Ativando a balança (Somente quando se instala baterias novas)

- Insira as baterias. (Remova a película de isolamento que se encontra introduzida de origem entre os contactos das pilhas.)
- Coloque a balança sob superfície firme e nivelada, certificando-se de que todos os quatro pés do aparelho estão em contactos com a superfície ao mesmo tempo.
- Com seu pé, toque o centro da plataforma para activar a balança. No visor LCD aparecerá “8888” – aguarde até que seja mostrado “0.0” antes de subir na plataforma.
 - * Se “Err” (Erro) aparecer no visor, refaça os passos a partir de 2).

4. Pesagem

- Pressione suavemente a parte central da plataforma com o pé e reduza a pressão para activar a balança.
- Suba na plataforma e permaneça imóvel.
- Quando o peso for determinado, o valor medido pisca no visor.
- Após alguns segundos, seu peso aparecerá no visor.
 - * Se exposição irregular aparece enguanto medir, por favor regula as baterias.
 - * O visor indica “OL” se o peso for maior que 150 kg / 330 lb / 23 st, 8 lb, e a balança é desligada após 30 segundos.
 - * Toda vez que mudar a balança de local, certifique-se que a mesma está desligada.

5. Substituição das baterias

Quando a mensagem de falta de bateria (Lo) for mostrada no visor de cristal líquido, troque as baterias por novas como indicado nas Fig. 2.

6. Instruções de manutenção

- Não tente abrir a balança nem interferir no respectivo mecanismo ou circuitos. Se não for fazer, anulará a garantia.
- Tenha cuidado para não derramar água ou produtos químicos sobre a balança. Limpe a balança com um pano úmido periodicamente.
- Se não for usar a balança por muito tempo, retire as baterias para evitar danos.
- Não utilize a balança enquanto usando equipamentos transmissores, tal como o telefone celular, que podem afetar as leituras.
- Não suba na plataforma se a mesma estiver molhada.
- Não derrube nenhum objecto sobre a plataforma.
- Se a balança estiver encostada ou sob qualquer objecto, pode não exibir o peso correcto quando voltar a ser usada. Se isso ocorrer, aguarde até que a indicação desapareça e suba novamente para a balança.

Nota da Comissão Federal de Comunicações e da ICES Canadense

Este equipamento foi testado e foi comprovado que cumpre as limitações exigidas aos aparelhos digitais de classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC e da ICES-003 Canadense. Estes limites são determinados para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia em frequência de rádio; e se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio.

Entretanto, não há garantia de que não haverá interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisã, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente eliminar essa interferência através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o aparelho e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada num circuito diferente do circuito ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico experiente de rádio ou televisão para obter ajuda.

Modificações

A FCC exige que o usuário seja notificado de que caso seja feita qualquer mudança ou modificação neste aparelho, que não seja expressamente aprovada pela Tanita Corporation, este poderá perder o seu direito de operar o equipamento.

- Este dispositivo cumpre a Diretiva EMC 2004/108/EC e a Diretiva RoHS 2011/65/UE.

Avviso: Estas marcas podem ser encontradas nas baterias que contém contaminantes:
Pb Pb = A bateria contém chumbo,
Cd Cd = A bateria contém cádmio,
Hg Hg = A bateria contém mercúrio.

⚠ É proibido misturar baterias com o lixo de consumo normal!
O consumidor está legalmente obrigado a devolver as baterias usadas ou descarregadas. Pode depositar suas baterias usadas nos pontos públicos de recolha em sua cidade, ou onde as baterias correspondentes são vendidas, caso haja caixas especificamente marcadas para a sua recolha em tais lugares. No caso de eliminação de aparelhos eletrodomésticos, as baterias devem ser retiradas e depositadas nos pontos de recolha da mesma forma acima mencionada.

RU ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Технические характеристики

Предельная нагрузка: 150 кг/330 фунтов
Минимальное деление шкалы: 0.1 кг/0.2 фунта
Тип батареи: AAA (R03) x 4 (HD-394)
AA (R6) x 4 (HD-395)

2. Компоненты (Fig. 1)

- a) Корпус
- b) Дисплей
- c) Батарея (нижняя часть)
- d) Переключатель режима веса

3. Приведение весов в рабочее состояние (при установке новых батарей)

- Вставьте батареи. (Извлеките из контактов батарей изоляционную прокладку, вложенную при отправке изделия.)
- Установите весы на твердую однородную поверхность, убедившись в устойчивости.
- Коснитесь ступней середины платформы, чтобы привести весы в рабочее состояние. На дисплее появятся цифры «8888». Подождите, пока цифры не изменятся на «0.0» и затем встаньте на весы.
 - * Если на дисплее появится «Err» (Ошибка), повторите процедуру со 2 пункта.

4. Измерение веса

- Используйте переключатель режима веса для выбора режима веса, который находится на нижней поверхности весов.
- Встаньте на платформу и старайтесь не двигаться.
- Когда вес определится, на дисплее замигает измеренное значение.
- Через 20 с весы автоматически отключатся.
 - * Для получения точных показателей веса не рекомендуется использовать весы на ковровых покрытиях.
 - * Если вес превышает 150 кг/330 фунта/23 стон и 8 фунтов, на дисплее появится «OL» (перегружено) и через 30 с весы автоматически отключатся.
 - * При перемещении убедитесь, что весы отключены.

5. Замена батарей

Когда на ЖКД появляется значок разряженного состояния батарей (Lo), извлеките установленные батареи и замените их новым комплектом, как показано на Fig. 2.

6. Инструкции по бережному обращению

- Не открывайте весы, чтобы исключить нарушения работы их механизма или схемы. Игнорирование данного правила приводит к отмене действия всех гарантийных обязательств.
- Оберегайте весы от попадания на них воды или химических жидкостей. Периодически протирайте весы влажной тканью.
- Если весы выключаются на длительное время, извлеките из них батареи во избежание повреждений.
- Не используйте весами при включенном устройстве передачи сигналов (например, мобильном телефоне), поскольку это может привести к искажению показаний весов.
- Не вставляйте на платформу, если она влажная.
- Оберегайте платформу от падения на неё предметов.
- Если весы находились в приспешенном состоянии или размещались под каким-либо предметом, это может привести к неточному измерению веса при последующем использовании весов. В таком случае подождите, пока индикация исчезнет, и встаньте на весы снова.

Уведомление Федеральной Комиссии по связи и канадского стандарта на оборудование, вызывающее помехи (ICES)

Данное оборудование протестировано и признано соответствующим предельным показателям для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил Федеральной Комиссии по связи (FCC) и канадского стандарта на оборудование, вызывающее помехи (ICES-003).

Эти предельные показатели заданы для обеспечения надлежащей защиты от помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование является генератором высокочастотной энергии, поэтому при нарушении инструкций по его установке и эксплуатации оно может создавать помехи для радиосвязи. Однако нельзя полностью исключить возникновение помех в конкретном месте установки. Если данное

оборудование влияет на прием радио или телевизионных сигналов, что можно выявить выключением и повторным включением оборудования, пользователю рекомендуется попырбовать устранить эти помехи одним из указанных ниже способов.

- Изменить место расположения или угол ориентации приемной антенны.
- Увеличить расстояние между данным оборудованием и приемником.
- Подсоединить оборудование и приемник к разным розеткам в электрической цепи.
- Обратиться за помощью к дилеру либо к опытному радио- или ТВ-мастеру.

Модификации

Согласно требованиям Федеральной Комиссии по связи (FCC) пользователь должен быть уведомлен о том, что любые модификации или изменения, вносимые в данное устройство без получения выраженного в явном виде разрешения Tanita Corporation, могут привести к лишению потребителя права на использование данного оборудования.

- Данное устройство соответствует директиве электромагнитной совместимости (EMC 2004/108/EC) и директиве по содержанию опасных веществ (RoHS 2011/65/UE).

Замечание: Такие обозначения стоят на батарейках, содержащих загрязняющие вещества:
Pb Pb = Батареяка содержит свинец
Cd Cd = Батареяка содержит кадмий
Hg Hg = Батареяка содержит ртуть

⚠ Нельзя смешивать батарейки с другими бытовыми отходами.
Как потребитель, Вы обязаны следовать правилам выбрасывания в отходы отработанных и разряженных батареек. Можно выбрасывать старые батарейки в коммунальные мусоросборники в своем городе или сдавать их на пункты продажи соответствующих батареек при условии, что в этих местах имеются специальные маркированные контейнеры для батареек. Если в отходы выбрасывается весь прибор, необходимо извлекать из него батарейки и выбрасывать их в места сдачи отходов, указанные выше.

Representative HANITA Europe B.V. Hoogoorddreef 56-E 1101 BE Amsterdam The Netherlands Tel: +31-20-560-2970 Fax: +31-20-560-2988 www.tanita.eu	TANITA India Private Limited A-502, Mittal Commercial, Off. M. V. Road (Andheri Kurla Road), Marol, Andheri - East, Mumbai 400 059 Tel: +91-22-3192-6107 Fax: +91-22-2859-9143 www.tanita.in	TANITA (Shanghai) Trading Co. Ltd. Room 8005, 887 Huai Hai Zhong Lu, Shanghai The People's Republic of China Tel: +86-21-6474-6803 Fax: +86-21-6474-7901 www.tanita.com.cn	TANITA Corporation of America Inc. 2625 South Clearbrook Drive Arlington Heights, IL 60005 USA. Tel: +1-847-640-9241 Fax: +1-847-640-9261 www.tanita.com
---	---	---	--

ZH 使用說明

1.規格

負載能力： 150 千克 /330 磅
刻度： 0.1 千克 /0.2 磅
電池類型： AAA (R03) x 4 (HD-394)
AA (R6) x 4 (HD-395)

2.部件 (Fig. 1)

- a) 主體
- b) 顯示幕
- c) 電池 (底部)
- d) 秤重模式切換鈕

3.啟動秤（僅適用於安裝新電池時）

- 放入電池。（取出在出廠前插入不使電池接觸的絕緣片。）
- 將秤放置於堅固、平坦的表面，確保四個腳都能同時接觸地面。
- 用秤的腳輕踩平台中央來啟動秤。液晶顯示器上將會顯示 “8888” – 請等待該數字變為 “0.0” 之後再踩上平台。
 - *如果顯示器上顯示 “Err”，請從步驟 2）開始重複一遍。

4.秤重

- 使用秤底部的秤重模式切換鈕來選擇偏好的秤重模式。
- 站到平台上並站穩不動。
- 確定重量之後，測量值會在顯示幕上閃爍。
- 秤將於 20 秒之後自動關閉。
 - *為了獲得精確的秤重結果，請在堅固的表面上使用本秤，不建議在鋪上地毯的表面上使用。
 - *如果重量超過 150 kg / 330 lb / 23 st, 8 lb，液晶顯示器將會顯示 “OL”，並將於 30 秒之後關閉。
 - *若要將秤移動到其他位置，請先關閉其電源。

5.更換電池

當液晶螢幕上出現電池電量不足的標誌（Lo）時，請取出當前電池並更換新的電池，如圖 2 所示。

6.保養說明

- 請小心不要打開體重計或修改它的結構或電路。這些行為將使所有的保修承諾失效。
- 請小心，不要將水或化學液體灑在體重計上。應定期用濕布擦拭清潔體重計。
- 當長時間不使用時，請取出電池，避免損壞體重計。
- 當使用發射頻率類的電子產品（例如手機）時，請不要使用這個體重計，因為這樣也許會影響您的測量結果。
- 在潮濕狀態下，請不要踩落在平台上。
- 不要在平台上擺放任何物體。
- 如果有物體壓在秤的旁邊或上方，則可能無法在再次使用時顯示正確的重量。萬一出現如此的情形，請等候指示消失再踏上秤。

美國聯邦通信委員會和加拿大工業裝備標準的數碼設備通告

本設備已通過測試，符合 B 類數碼設備的限制，根據美國聯邦通信委員會規則的第 15 部分和加拿大工業裝備標準的數碼設備通知 003 號。

這些限制的設計旨在避免安裝在住宅內時產生的有害干擾。此設備投入使用后將會發射無線電頻率能量，如果沒有按照使用說明進行安裝和使用，可能會造成對無線電通訊的有害干擾。

但是，我們依然不能保證在特定的安裝情況下不會發生干擾。如果本設備的打開和關閉對無線電或電視接收產生了有害干擾，我們鼓勵用戶嘗試通過一個或更多下列措施進行糾正。

- 調整或重新定位接收天線。
- 增加設備與接收器之間的距離。
- 將設備連接到一個不同於連接接收器的電源插座上。
- 請諮詢經銷商或有經驗的無線電或電視技術人員以獲取說明。

修改

美國聯邦通信委員會要求用戶通報任何未經百利達公司批准的變更或修改，否則使用者操作設備的權利可能被取消。

- 本儀器遵守 E M C 2004/108/ E C 和 RoH S 2011/65/EU 的指示

注意: 含有污染物的電池上可以找到這些標記:
鉛 鉛=電池含有鉛,
鎘 鎘=電池含有鎘,
汞 汞=電池含有汞.

⚠不得與用戶廢棄的電池混合!
作為用戶你在法律上有義務歸還使用過的或是漏電的電池。可以把你的舊電池保存在你所在城市的公共收集點。或在任何有關的電池銷售點，以及已經建立的有特別記號的收集箱。在準備廢棄儀器的情況下，電池應該被移除，並且同樣存放在收集點。

KO 사용설명서

1.제품 사양

최대 표시: 150kg
최소 표시: 0.1kg
배터리 종류: AAA (R03) x 4 (HD-394)
AA (R6) x 4 (HD-395)

2.각부의 명칭 (Fig.1)

- a) 본체
- b) 디스플레이
- c) 전지 박스(아래쪽)
- d) 저울 어시스트 모드 스위치

3.체중계 활성화 방법

(새 배터리로 교체할 경우에만 해당)

- 본체를 뒤집어서 전지 커버를 열고, 전지를 넣어주십시오. (시험용 전지는 전지 박스에 들어 있습니다. 절연시트를 빼내고 사용하십시오.)
- 본체를 단단하고 평평한 장소에 놓고, 발로 본체 중앙을 가볍게 밟아 주십시오. “8888”이 표시됩니다. 이 표시가 “ 0.0kg”으로 바뀔 때까지 기다렸다가 본체 위에 올라서십시오.
 - *디스플레이에 “Err”가 표시되면, 표시가 꺼진 후에 2)번을 다시 실행해 주십시오.

4.측정방법

- 올바르게 설치하고, 본체에 올라서십시오. 자동적으로 전원이 켜지고 체중이 측정됩니다.
- 체중이 측정되면, 디스플레이에 측정치가 점멸 표시됩니다.
- 측정 후, 약20초가 지나면, 자동적으로 전원이 꺼집니다. ※측정도중에 본체에서 내려왔을 경우에는 약30초 후에 자동적으로 전원이 꺼집니다.

5.전지의 교환

전지 저하 표시(Lo)가 디스플레이에 표시되면, 사용 중인 전지를 빼낸 후, Fig.2에 표시된 대로 새로운 전지로 교환해 주십시오.
2개의 전지를 사용하는 경우에는 2개 모두 새것으로 교체하십시오.
또한, 체중계가 정상적으로 작동하지 않을 경우, 전지를 빼낸 후, 다시 삽입하거나, 새로운 전지로 교체해 주십시오.

6.주의사항

- 본 기기를 열거나, 구조 및 회로를 함부로 변경하지 마십시오. 이러한 행위로 인해 모든 보증책임가 무효로 됩니다.
- 물이나 화학약품 등을 흘리지 않도록 주의하십시오. 더러울 경우, 물기를 짖 낸 헝겊 등을 사용하여 닦아 주십시오.
- 장기간 사용하지 않을 경우에는 손상을 방지하기 위하여 전지를 제거하십시오.
- (휴대폰 등과 같은) 전자파신기를 사용하는 동안에는 본 체중계를 사용하지 마십시오. 측정결과에 영향을 줄 수도 있습니다.
- 젖은 물으로 체중계에 올라가지 마십시오.
- 본 기기 위에 물건을 떨어뜨리는 일이 없도록 주의해 주십시오.
- 본 기기를 세워놓거나 물건을 올려놓은 상태로 방치한 후 사용하면, 측정치에 오차가 생기는 경우가 있습니다. 이런 경우 표시가 한 번 꺼진 후에 다시 측정하십시오.

미국 FCC와 캐나다 ICES의 통고

본